

保証書

品名	デジタル身長・体重計	品番	DST-210SB
保証期間	ご購入日より1ヶ年		
お客様	フリガナ お名前	様	
	ご住所	〒 -	
	TEL	()	
販売店	販売店名	(印)	
	ご住所	〒 -	
	TEL	()	
	販売日	年	月

操作説明書

この説明書はすぐに使い始めるための操作説明書です。詳細な取扱説明書が必要な場合は、右記 QR コードもしくは下記サイトよりご確認ください。



<https://muratec-kds.jp/products/dst-210sb/>

本説明書は製品をご使用前に必ずお読みの上、十分に理解されてからお使いください。また、いつでも取り出せるよう大切に保管してください。

* Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ムラテック KDS 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ムラテックKDS株式会社

OPM210SB-20240712_V1.11N

本社 〒601-8326
京都市南区吉祥院南落合町 3
TEL:0120-25-5548
FAX:075-661-2764
<https://muratec-kds.jp/>



本社営業部 TEL:075-671-1550 FAX:075-661-2764
新潟営業所 TEL:0256-35-5481 FAX:0256-35-6317
東京営業所 TEL:03-5620-1051 FAX:03-5620-1053
名古屋営業所 TEL:052-852-7621 FAX:052-852-7624
兵庫営業所 TEL:0794-83-3411 FAX:0794-82-5915
福岡営業所 TEL:092-953-5781 FAX:092-953-5784

5. 測定を開始する

- AC アダプターまたは電池をセットする。
- 台座には何も乗せない状態にする。
- 支柱は完全に収納する。
- 表示部側面にある測定モード切替スイッチが「身体計」側であることを確認する。
- 電源 ON/OFF キーを押して電源 ON する。
- 安定状態（表示部が図 1 の表示）であることを確認する。
- カーソルを身長以上に引上げてから、台座の上に正しい姿勢で乗る。
- 体重表示が安定（ホールド表示：図 2）したらカーソルを下げ身長と体重を読み取る（図 3）。



6. ゼロセット（風袋引き）機能を使う場合

- 台座に衣類や容器をのせます。



- 表示の安定を確認し、[ZERO] キーを押す。

※ 0.5kg 以上の場合に有効です。



- 衣類や容器を取り除きます。




- 通常の身長・体重の測定を行うと、風袋引きの体重が表示されます。（風袋引き中 表示します。）



1. 梱包内容

- 身長体重計 本体
- 操作説明書 / 保証書（本書）
- 電池ケース
- AC アダプター
- ※右図の場所に収納されています。
- ホールドスイッチ
- スイッチホルダー




2. 表示部名称

- 電源 ON/OFF キー
- Bluetooth 無線技術インジケーター



Bluetooth 無線技術については取扱説明書 31 ページ以降と併せてホームページもご確認ください。

- 身長表示部
- 体重表示部
- ゼロセットキー
- ホールド表示



3. ホールドスイッチを取り付ける

スイッチホルダーを取り付け、ホールドスイッチ用プラグを差し込み口にプラグを差し込み、スイッチホルダーにセットします。



4. 測定の前に

- 機器を水平に設置する …… 取扱説明書 15 ページ [3-2] 参照
- 電源を確認する …… 取扱説明書 16 ページ [4. 電源について] 参照

7. ホールド（表示値一時保持）機能

- 身長・体重が安定している時、ホールドスイッチを押す。（ホールド状態）
表示部の H（ホールド表示）が点灯して、ホールド状態を知らせます。
- 再度ホールドスイッチを押すとホールド状態が解除され、現在の身長・体重の値を表示します。（ホールドスイッチを押すことにブザーが 1 回なります。）



8. バッテリーアラーム機能

乾電池でご使用の場合、乾電池が消耗しますと、低電圧（LOW BATTERY）の意味として、身長表示部に が表示されます。
※ 表示が出れば、消耗した乾電池を取りはずし、4本同時に新しい乾電池（単2）と交換してください。



9. その他の機能

- プリンターを使う …… 取扱説明書 23 ページ以降参照
- コンピューターと接続する …… 取扱説明書 25 ページ以降参照
- 外部表示ユニット（オプション）と接続する …… 取扱説明書 27 ページ参照
- 機能の設定変更方法 …… 取扱説明書 28 ページ以降参照
- 定期検査時は「はかりモード」を使用する …… 取扱説明書 12 ページと 34 ページ参照

10. こんな時には……故障かな？ と思う前に

電源 ON しても何も表示しない。	AC アダプターは正しく差し込まれていますか？ 電池は正しく入っていますか？ 電池で表示し AC アダプターで表示しない場合は、新しい専用 AC アダプターをご購入ください。
電源 ON しても身長計部に がでる。	支柱は完全に収納されていますか？ スイッチホルダーがカーソルに接触していませんか？
[ZERO] キーを押しても、体重表示部がゼロにならない。	表示値安定状態になっていますか？ 非安定状態では [ZERO] キーは、はたらきません。

取扱説明書 38 ページにもその他の事例を掲載しております。併せてご覧ください。

注意事項の表記方法

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次の警告サインと図記号で表示しています。警告サインと図記号の意味は次の通りです。

警告サインの意味

Table with 2 columns: Icon (Warning, Caution, Attention) and Description of the sign's meaning.

図記号の意味

Table with 2 columns: Icon (Warning, Prohibition, Mandatory) and Description of the symbol's meaning.

この他にも、個別の注意事項がそれぞれのページに記載されていますので併せてご確認ください。

使用上（安全および危険防止）の注意事項

本機器を正しく安全にお使いいただくために、右記の注意事項を熟読した上で取り扱ってください。

Table with 2 columns: Icon (Prohibition) and Description of safety warnings regarding temperature, measurement accuracy, and power.

4. 機器の使用後は次の点を確認してください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of post-use maintenance steps like cleaning and cable management.

5. 機器が異常と思われた時は、次の処置をしてください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of emergency procedures for abnormal device behavior.

6. 保守・点検については次の点に注意してください。

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Description of maintenance and safety instructions.

1. 機器の設置および保管は、次の点に注意してください。

Table with 2 columns: Icon (Warning, Attention) and Description of installation and storage requirements.

2. 機器を使用する前に次の点を確認してください。

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Description of pre-use checks for power and damage.

6. 保守・点検については次の点に注意してください。

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Description of maintenance and safety instructions.

7. 強い電磁波やノイズにより誤動作を起こすことがありますので注意してください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of electromagnetic interference and noise warnings.

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of safety instructions regarding power and device use.

修理規定

- 1. 本機器が取扱説明書等に従う正常な使用状態において故障した場合は、お買い上げの日より1ヶ年無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合は製品と本書をお買い上げの販売店または最寄りの当社営業所まで送付ください。
3. 保証期間内でも下記の場合は有償になります。
a) 本保証書のご提示がない場合
b) 本保証書に必要な事項の記入がない場合や字句が書き換えられている場合
c) 誤用、乱用による故障や取扱い不注意による故障
d) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障
e) ご購入後の移動、輸送、落下、衝撃などにおける故障及び損傷
4. 保証書の再発行はいたしません。

本書は日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

2. 機器を使用する前に次の点を確認してください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of pre-use checks for safety and power.

2. 機器を使用する前に次の点を確認してください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of battery handling instructions.

3. 機器の使用中は次の点に注意してください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of safety instructions during device use.

8. 環境保護

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Description of environmental protection instructions.

安全測定のための警告および注意

測定に関する警告および注意事項を記載致します。測定結果の自己判断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Description of safety warnings for measurement.

お知らせ
・計量部には足型に合わせて正しい姿勢でおのりください。
・体動（揺らぎ）の大きい被測定者の場合、正しく測定できない場合があります。
・適体の測定は「身体計モード」でご使用ください。
・本機器の定期検査を受ける場合にのみ「はかりモード」に切り替えてください。
・測定中に倒れたら、正しく測定できません。

機器全体にご注意

本機器を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、大切に保管してください。注意事項は下記以外にも本書内に記載されています。


身長体重計使用上の注意事項

設置上のご注意
・本体を移動する際は補助バーを持ち、傾けて移動してください。
・支柱部を持って持ち上げる等の行為は避けてください。
・落下や転倒など、本体に大きな衝撃または振動を与えないでください。
・浴室やほこりの多い場所でのご使用を控えてください。
・直射日光の当たった場所に本体を設置しないでください。
・外來電源ノイズや強力な電波・磁気などが発生する場所に、設置しないでください。
・水平器を見ながら底部にある高さ調整ネジ（6ヶ所）を回し、本体が水平になるように調整してください。
・長時間ご使用にならない場合は電池を抜いてください。
・濡れた手で電池を交換しないでください。
・電池交換は、全て新しい電池に交換し、新・旧の電池を一箱に使用しないでください。
・電池は+・-の極性に注意し、正しく取り扱ってください。

使用上のご注意
・体重計の校正はおお客様ではできません。お買い求めの販売店にご相談ください。
・本機器は検定付計量器です。取引や証明に使用される場合、製品の使用可能区域を本体に貼り付けられている重力加速度の範囲からご確認ください。
・取引または証明に使用する「ひょう量」「最小測定量」は、定格銘板および表示部に記載されています。
・本機器は使用温度範囲内でご使用ください。
・本機器を取引または証明に使用する場合、2年ごとに定期検査を受ける必要があります。定期検査には測定モード切替スイッチを「はかりモード」に設定し、ご使用ください。
・計量部に飛びのるなど、乱暴に取り扱わないでください。ケガや故障の原因になります。

足当てカバーの取付方法

本体から足当てカバーが外れてしまった場合は足当ての上にカバーを設置し、上から指で押さえて取り付けてください。



Bluetooth 無線技術に関する注意

使用上のご注意
・2.4GHz 周波数帯の電波を利用しているため、周辺の環境や使用されている機器（無線 LAN、テレビ、ラジオ、電子レンジ等）によって通信状況が悪くなる場合があります。
・電波使用を禁止された区域での使用は避けてください。
・周囲の機器にノイズ等の影響を与える場合があります。ラジオやテレビにノイズが発生した場合は、周辺での使用は避けてください。
・ペースメーカー等の医療機器や、誤動作により人体や設備に損害を及ぼす危険性がある機器の近くでは使用しないでください。誤動作の原因となる恐れがあります。
・本機器は電波法に基づく認証を受けていますので、本機器を使用する際に無線局の免許は必要ありません。ただし本機器を分解改造したり、証明シールは剥がさないでください。
・本機器は日本国内専用です。国外では使用できません。